

Testserie Home Sweat Home (MSW)

Datum Probenentnahme	Datum Analyse	Test	Messtechnik	Probenaufbewahrung	Na in mg/l
03.01.18	03.01.18	in Ruhe mit Sweat Inducer	Sweat Chek/ Labor	Collector, Analyse direkt im Anschluss	1326
14.06.18	14.06.18	in Ruhe mit Sweat Inducer	Sweat Chek/ Labor	Collector, Analyse direkt im Anschluss	1312
09.07.18	09.07.18	Rolle	Sweat Chek/ Labor	Collector, Analyse direkt im Anschluss	1297
04.05.19	07.05.19	in Ruhe mit Sweat Inducer	Sweat Chek/Labor	Probe aus Collector extrahiert und in verschließbare Dose gespritzt	1310
10.10.19	10.10.19	Rolle	Sweat Chek/ Labor	Collector, Analyse im Anschluss nicht möglich, weil Collector übergelaufen ist	xxxx
08.01.20	08.01.20	Rolle	Sweat Chek/ Labor	4x Sweat Patch mit anschließendem „Auswringen“	1010
08.01.20	08.01.20	Rolle	Sweat Chek/ Labor	Collector, Analyse direkt im Anschluss	1282
16.01.20	19.01.20	in Ruhe mit Sweat Inducer	Sweat Chek/ Labor	Collector mit Tape befestigt, nach Probengewinnung Tape um Collector gewickelt	xxxx
20.01.20	30.1.2020	Rolle	Anbieter USA	5 Sweat Patches, nach Gewinnung in luftdichte Spritzen gepackt und eingeschickt	950
04.03.20	07.03.20	in Ruhe mit Sweat Inducer	Sweat Chek/ Labor	Collector mit Straps befestigt, nach Probengewinnung Collector in Verschluss tasche gesteckt	1300
15.03.20	18.03.20	Rolle	anderer Anbieter	5 Sweat Patches, nach Gewinnung in luftdichte Spritzen gepackt und eingeschickt	1680
15.03.20	15.03.20	Rolle	Sweat Chek/ Labor	Schweissprobe aus dem anderen Test vom 15.03. entnommen und selbst analysiert	1510
30.03.20	01.04.20	Rolle	Sweat Chek/ Labor	Collector mit Straps befestigt, nach Probengewinnung Collector in Verschluss tasche gesteckt, im Kühlschrank gelagert	1288
03.04.20	03.04.20	Rolle	Sweat Chek/ Labor	5 Sweat Patches, Analyse direkt im Anschluss	2080
05.04.20	08.04.20	Rolle	Sweat Chek/ Labor	4 Sweat Patches, nach Gewinnung in luftdichte Spritzen gepackt und 3 Tage selbst analysiert	1840
07.04.20	11.04.20	Rolle	Sweat Chek/ Labor	Collector mit Tape befestigt, nach Probengewinnung Tape und Collector in Versandtasche gesteckt und bei Zimmertemperatur gelagert	1312

Datum Probenentnahme	Datum Analyse	Fazit
03.01.18	03.01.18	
14.06.18	14.06.18	
09.07.18	09.07.18	
04.05.19	07.05.19	funktioniert, für Endverbraucher zu kompliziert
10.10.19	10.10.19	funktioniert nicht, Tape muss durchsichtig sein
08.01.20	08.01.20	
08.01.20	08.01.20	
16.01.20	19.01.20	Probe unbrauchbar, da zu viel Druck von hinten auf Collector ausgeübt und Probe verloren
20.01.20	30.1.2020	sehr lange Zeit zwischen Probenentnahme und Testergebnis. Messtechnik nicht bekannt
04.03.20	07.03.20	funktioniert, allerdings hat der Home-Tester keine Straps
15.03.20	18.03.20	
15.03.20	15.03.20	
30.03.20	01.04.20	funktioniert, allerdings hat der Home-Tester keine Straps
03.04.20	03.04.20	viel zu hoher Wert
05.04.20	08.04.20	immer noch kein plausibler Wert
07.04.20	11.04.20	finale Version!